


THE NEW DEXON*II SUTURE


Now Challenges All
Other Absorbable Braids
(including ours)



The Knot
Obeys Your Instructions:
Snugs Down Easily And
Locks Securely


DG
DAVIS+GECK

THE NEW DEXON*II SUTURE CHALLENGE




The Knot Obeys your Instructions During Surgery.....and in the Patient's Wound

- 쉬운 매듭짓기로 정확한 위치에 매듭이 만들어 집니다.
- 우수한 매듭의 안전성은 상처의 봉합을 예측케 합니다.




New Smooth Coating Yields a Suture Surface that Eases Tissue Passage

- Tissue Drag 현상이 거의 없습니다.
- 상처 치유를 지연시키는 조직손상이 극소합니다.




Strong in the Surgeon's Hand and in Closing the Patient's Wound

- 특수한 강도는 신뢰할 수 있는 결과를 가져옵니다.
 - 수술중
 - 상처 접합중
 - 상처 치유중




Soft and Compliant in the Surgeon's Hand

- 실크같이 부드럽습니다.
- 사용하기 용이합니다.
- 유연합니다.
- Package 밖으로 빼냈을때 쉽게 퍼집니다.



Exclusive DEXON * II BI-COLOR Braid










- DEXON II 제품임을 보증합니다.
- DEXON II BI-COLOR는 품질을 보증합니다.
- 4/0 이상의 굵기는 BI-COLOR Braid입니다.













DEXON II : The Result of 20 Years of Experience

- DEXON -1970년에 개발-세계 최초의 합성 흡수성 봉합사입니다.
- DEXON II는 20여년간 봉합사와 코팅이 개선된 결과입니다.









DEXON* II New, Coated Braided Synthetic Absorbable Sutures

Length	Needle Circle	Suture			Product Number	Box	Surgical Use
		Color	Length	USP			
9mm	PR-1  1/2	Beige	45cm	5-0	9704-21	36	Plastic
12mm	CE-2  3/8	Beige	45cm	6-0 5-0 4-0	9538-11 9538-21 9538-31	36	Cuticular
13mm	T-30  1/2	Beige	67cm	6-0 5-0	9105-11 9105-21 9104-21	36	G.I./Urol.
		Bicolor	75cm	4-0	9810-31		
17mm	T-31  1/2	Green	67cm	5-0	9107-21	36	Tonsil/ Pediatric
		Bicolor	75cm	4-0 3-0 2-0	9811-31 9811-41 9811-51		
18mm	TE-7  3/8	Green	67cm	5-0	9115-21	36	Gastro-Int.
		Bicolor	75cm	4-0 3-0	9812-31 9812-41		
19mm	CE-4  3/8	Beige	67cm	5-0 4-0 3-0	9612-21 9612-31 9612-41	36	Cuticular
20mm	T-16  1/2	Green	67cm	5-0	9117-21	36	Gastro-Int.
		Bicolor	75cm	4-0 3-0	9813-31 9813-41		
22mm	T-3  1/2	Bicolor	75cm	3-0 2-0	9817-41 9817-51	36	Tonsil/ Ob.-Gyn.
24mm	CE-6  3/8	Beige	67cm	3-0 2-0	9618-41 9618-51	36	Cuticular/ Circumcision





DEXON* II New, Coated Braided Synthetic Absorbable Sutures

Length	Needle Circle	Suture			Product Number	Box	Surgical Use
		Color	Length	USP			
26mm	C-6 	Bicolor	75cm	3-0 2-0	9861-41 9861-51	36	Cuticular
26mm	C-40 	Bicolor	75cm	0	9862-61	36	Orthopaedic
26mm	T-5 	Green	67cm	5-0	9233-21	36	Gastro-Int.
		Bicolor	75cm	4-0 3-0 2-0 0	9819-31 9819-41 <u>9819-51</u> 9819-61		
26mm	T-5 	Bicolor	90cm	3-0 2-0	9820-41 9820-51	36	Gastro-Int.
26mm	T-5 	Beige	90cm	3-0	9236-41	36	Gastro-Int.
44mm	TS-4 						
27mm	T-19 	Bicolor	75cm	2-0	9822-51	36	Gen. Clos./ Ob.-Gyn.
30mm	CE-10 	Beige	67cm	3-0 2-0	<u>9626-41</u> 9626-51	36	Cuticular
37mm	T-10 	Bicolor	75cm	2-0 0	<u>9823-51</u> <u>9823-61</u>	36	Gastro-Int.
37mm	T-12 	Bicolor	75cm	3-0 2-0 0 1	9827-41 9827-51 <u>9827-61</u> 9827-71	36	Gen. Clos./ Ob.-Gyn.

DEXON* II New, Coated Braided Synthetic Absorbable Sutures

Length	Needle Circle	Suture			Product Number	Box	Surgical Use
		Color	Length	USP			
37mm	 C-9 1/2	Bicolor	90cm	2-0	9864-51	36	Ob.-Gyn.
				0	9864-61		
				1	9864-71		
37mm	 T-12 1/2	Bicolor	150cm	2-0	9829-51	36	Ob.-Gyn.
37mm	 C-9 1/2						
37mm	 TT-3 5/8	Bicolor	75cm	0	9843-61	36	Urology
40mm	 T-25 1/2	Bicolor	90cm	2-0 0 1	9833-51 9833-61 9833-71	36	Ob.-Gyn.
40mm	 C-23 1/2	Bicolor	90cm	0 1	9866-61 9866-71	36	Ob.-Gyn.
40mm	 C-42 1/2	Bicolor	75cm	1	9868-71	36	Orthopaedic
48mm	 T-20 1/2	Bicolor	90cm	1	9886-71	36	Ob.-Gyn.

DEXON* II New, Coated Braided Synthetic Absorbable Sutures

Needle		Suture			Product Number	Box	Surgical Use
Length	Circle	Color	Length	USP			
48mm	 C-12 $\frac{1}{2}$	Bicolor	75cm	1	9867-71	36	Gen. Clos.
60mm	 CS-1 Straight	Beige	67cm	3-0 2-0	9108-41 9108-51	36	Gen. Clos.
64mm	 NE-9 $\frac{3}{16}$	Beige	90cm	0	9142-61	36	Liver
65mm	 T-60 $\frac{1}{2}$	Beige	2X67cm	2	9314-83	12	Gen. Clos.
Non-Needed		Bicolor	150cm	4-0	9801-31	36	Standard
				3-0	9801-41		
Non-Needed		Bicolor	3X45cm	2-0	9801-51	36	Short Lgths
				0	9801-61		
Non-Needed		Bicolor	3X45cm	1	9801-71	36	Short Lgths
				2	9801-81		
Non-Needed		Bicolor	3X45cm	3-0	9803-41	36	Short Lgths
				2-0	9803-51		
				0	9803-61		
				1	9803-71		

THE DEXON*II CHALLENGE

DEXON II 의 다음과 같은 점을 평가해 주십시오.

- 매듭짓기
- 매듭의 안전성
- Tissue Drag 현상
- 강도
- 사용하기
- Package 밖으로 꺼냈을 때의 상태
- 의사의 손과 환자의 상처에서의 전반적인 결과

DEXON II 는 기술적으로 진보된 실리콘 코팅 바늘에 부착되어 사용되고 있습니다.

*표는 미국사이나미드사의 세계적인 등록상표입니다.

제 조 원
DG 사이나미드의료기(주)
 DAVIS+GECK
 서울·강남구 역삼동 832-2 (우덕빌딩4F)
 ☎ 552-3541~3



관 매 원
 株式會社 柳 韓 洋 元
 서울·동작구 대방동 49-6 ☎ 815-0181~9