

STEEL WIRE (Surgical Stainless Steel Wire)Suture**PACING WIRE** (Surgical Stainless Steel Wire)Suture

CLASSIFICATION

Non-Absorbable(비흡수성)

조직을 안정적으로 강하게 지지하면서 영구히 인장강도를 유지한다.

Synthetic(합성사)

Ethicon의 Premium Grade Stainless Steel도 만들어져 강도가 매우 우수하다.

Monofilament & Braided(단선사 & 복선사)

단선사와 복선사 두 가지 형태가 모두 있다.

COLOUR

색상


















은색 또는 파란색

INDICATION & CHARACTER





기존의 봉합사 중 가장 강하고 안정적인 매듭을 제공하며 조직 거부 반응이 거의 없고 주로 심장 수술에서 흉골 (Sternum)봉합 시 사용된다.

NON-ABSORBABLE
SYNTHETIC
MONOFILAMENT & BRAIDED

(Surgical Stainless Steel Wire) Suture **STEEL WIRE**

Needle and Description	Length Colour	Size / Product Code						
		4/0	1	2	4	5	6	7
26mm/48mm								
PULL-OUT TENDON SUTURES A complete suture set for tendon repair of the hand. Each set contains a double-armed suture, a wire loop swaged to a needle and a button. This product has designed for the Bunnell technique.								
V-26 26mm TAPERCUT 3/8 circle  TS 48mm STRAIGHT  	 Polypropylene 	2x35cm Silver Monofilament	540G					
40mm								
V-37 TAPERCUT 1/2 circle 		4x45cm Silver Monofilament	M660G					
45mm								
LS-1 3/8 Circle 		4x50cm Silver Monofilament		M400G				
48mm								
CCS 1/2 circle 		4x45cm Monofilament			M652G	M653G	M654G	M655G
V-40 TAPERCUT 1/2 circle 		4x45cm Silver Monofilament			M651G	M650G	M649G	
55mm								
TR-55 TROCAR POINT 1/2 circle 		75cm Silver Monofilament				W945		
60mm								
V-56 TAPERCUT 1/2 circle 		4x75cm Silver Monofilament				M435G		

PACING WIRE (Surgical Stainless Steel Wire) Suture

Needle and Description	Length Colour	Size / Product Code				
		2/0	0	1	2	3
<p>TEMPORARY CARDIAC PACING WIRE Insulated with blue polyethylene. Incorporating a 60mm straight needle which has a 'breakaway' feature enabling the remaining butt to be used as a connecting plug to the Pacing Unit.</p>		Diameter				
		0.3mm				
17mm/60mm						
<p>V-5 17mm TAPERCUT 1/2 Circle</p>  <p>Ⓢ</p> <p>KS 60mm STRAIGHT</p>  <p>▽</p>	60cm Blue Braided	FEP13E				
26mm/60mm						
<p>V-7 26mm TAPERCUT 1/2 Circle</p>  <p>Ⓢ</p> <p>KS 60mm STRAIGHT</p>  <p>▽</p>	60cm Blue Braided	FEP15E				