

# MERSILENE TAPE (Polyester White Woven Non-Absorbable Tape)

# NYLON TAPE (Polyamid 6 And 66 White Woven Non-Absorbable Band)

## CLASSIFICATION

---

### Non-Absorbable(비흡수성)

조직내에서 영구적으로 상처를 지지해 줄 수 있다.

### Synthetic(합성사)

Polyester(Mersilene Tape) 및 Polyamid 6 and 66 (Nylon Tape)으로 만들어져 조직반응이 거의 없다.

## COLOUR

---

색상

White

## INDICATION & CHARACTER



---

Mersilene Tape은 주로 요실금 수술이나 습관성 유산을 방지하기 위해 사용되며, Nylon Tape은 주로 신경이나 혈관의 Retraction 등에 많이 사용된다.

NON-ABSORBABLE  
SYNTHETIC

(Polyester White Woven Non-Absorbable Tape)

**MERSILENE TAPE**

Needle and Description	Length Colour	Width of Tape	Product Code
<b>48mm</b>			
<p><b>CTX</b> HEAVY 1/2 Circle </p>	40 cm White	5 mm	RS22
<b>65mm</b>			
<p><b>BP-1</b> BLUNT POINT 1/2 Circle </p>	30 cm White	5 mm	RS21

NON-ABSORBABLE  
SYNTHETIC

(Polyamid 6 And 66 White Woven Non-Absorbable Band)

**NYLON TAPE**

Description	Length Colour	Width of Tape	Product Code
For the retraction of vessels, ureters and nerves	70cm White	3 mm	W275